

VITANEB PLUS | Piston Kompresörlü Nebulizatör

F.Bosch Vitaneb Kompresörlü Nebülizör cihazı; portatif, sarf saklama hazneli, düşük partikül çapıyla etkili.

Teknik Özellikler

Boyutlar : 270 mm X 170 mm X 110 mm

Ağırlık : 1,8 kg

Elektriksel Gereklilikler: 230V / 50Hz

Güç Tüketimi: Normal yük altında 0.6A/68 Watt

Partikül Büyüklüğü: 3,9 µm

Ses Seviyesi: 50db

İşletim Ortamı

Sıcaklık Aralığı: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

Nem: %30 ila %75 Bağıl Nem

Yüksek Hidrostatik Basınç: 860 ila 1060 hpa

- 1 MMAD: ≤1,6 µm (%0.9 Salin/Cascade Impactor test edilmiştir)
- 2 Dv(50): ≤3,9 µm (%0.9 Salin/Malvern Spraytec ile test edilmiştir)
- 3 Yüksek Performanslı
- 4 Kullanıcı Dostu

Donanım Sınıfı ve Tipi: II. Sınıf donanım, çift yalıtımlı BF tipi

Aksesuarlar

Nebülizör Kiti

Hava Hortumu

Ağızlık

Filtre

Yetişkin ve çocuk maskesi

